

A empresa Produvale Produtos Hospitalares Ltda, tendo interesse em participar do pregão 30/2022, analisamos o edital e nos deparamos com algumas divergências nos descritivos. Onde alguns casos além da dúvida das medidas também direcionamento de algumas marcas exclusivas no mercado.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUESTIONAMENTOS
12	18	ATADURA DE <b>CREPOM 08 CM</b> . Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm <sup>2</sup> , <b>medindo 15 cm de largura</b> com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. <b>APRESENTAR AMOSTRA</b>	<b>Qual é o tamanho exato da atadura 08cm ou 15 cm?</b>
	19	ATADURA DE <b>CREPOM 10 CM</b> . Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm <sup>2</sup> , <b>medindo 15 cm de largura</b> com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. Uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total.	<b>Qual é o tamanho exato da atadura 10cm ou 15 cm?</b>
	20	ATADURA DE CREPOM <b>12 CM</b> . Atadura de	

		<p>crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup>, <b>medindo 15 cm</b> de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total. <b>APRESENTAR AMOSTRA</b></p>	<p><b>Qual é o tamanho exato da atadura 12cm ou 15 cm?</b></p>
22		<p>ATADURA DE <b>CREPOM 20 CM</b>. Atadura de crepom não esteril, confeccionada em 13 fios cm<sup>2</sup>, <b>medindo 15 cm</b> de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, composição de fios exigida de no mínimo 90% em algodão cru, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade. uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, moldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Na entrega do produto o prazo de validade não poderá exceder mais de dois terços do prazo total.</p>	<p><b>Qual é o tamanho exato da atadura 20cm ou 15 cm?</b></p>
34	50	<p>Compressa cirúrgica. Pacote 50 unidades campo operatório não estéril, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quádruplo. A compressa resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. De fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no local da cirurgia pois, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Produto descartável. <b>Mínimo de 10g</b> por unidade. Embalagem com 50 unidades. <b>45x50cm. 38g</b>. Especificações técnicas: não estéril com</p>	<p><b>Qual a gramatura que se pede, seria entre 10 e 38gr?</b></p>

		fio radiopaco; 4 camadas com cadarço; 100%puro algodão: macio e extra-absorvente; tamanho:45 cm x 50cm; contém 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade. Marca e modelo de referência: campo operatório alva - cremer. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>	
60	82	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G. Embalagem individual, estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumática, valvas anatômicas ( <b>Eixo longitudinal da valva: 110mm Largura perpendicular proximal de 29mm e distal de 32mm Comprimento total: 170mm</b> ), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.	<b>Essas medidas são exclusivas de uma única marca no mercado, o que configura direcionamento de marca.</b>
	83	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M. Embalagem individual, estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumática, valvas anatômicas ( <b>Eixo longitudinal da valva: 110mm Largura perpendicular proximal de 29mm e distal de 32mm Comprimento total: 170mm</b> ), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.	<b>Essas medidas são exclusivas de uma única marca no mercado, o que configura direcionamento de marca.</b>

	84	<p>ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P. Embalagem individual, estéril, confeccionado em poliestireno cristal de alto impacto ou outro material perfeitamente compatível com a função, com bordas atraumática, valvas anatômicas (Eixo longitudinal da valva: <b>110mm Largura perpendicular proximal de 29mm e distal de 32mm Comprimento total: 170mm</b>), contornos lisos, parafuso rosqueado tipo borboleta, que permita bom rosqueamento com o aparelho promovendo articulação simétrica com abertura e fechamento completo. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização. Permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados do produto conforme legislação em vigor. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade requisitante.</p>	<p><b>Essas medidas são exclusivas de uma única marca no mercado, o que configura direcionamento de marca.</b></p>
100	152	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 12,7 X 0,3, CAP T-100 INSULINA, <b>SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA</b>. Seringa descartável com capacidade para 1 ml, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislação sanitária vigente, composta por cilindro, embolo. O dispositivo de segurança deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, <b>bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E</b>. Apresentar escala graduada em ml, com volume total de 1 ml, graduação com <b>intervalo 0,1 em 0,1 com subdivisão 0,01 ml</b>. Bico luer Lock, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Primeiramente solicitam seringa sem dispositivo de segurança, porem, pedem em conformidade NR32 (que é com dispositivo de segurança);</b></li><li>• <b>Com relação as subdivisão, ela sendo em 0,1 em 0,1 direciona o produto para uma única marca do mercado.</b></li></ul>

102	154	<p>SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA <b>COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER SLIP.</b></p> <p>Descrição</p> <p>Geral: Seringa descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, fabricada e embalada em conformidade com a NBR Nº 9752/87 e legislaçõesanitária vigente, composta por cilindro e embolo.</p> <p>Apresentar escala graduada em ml, com volume total. <b>Bico luer Lock</b> capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas escalps. Com embolo confeccionado em plástico; com haste e base de apoio, moldadas de maneira afacilitar a aspiração e injeção de fluidos. Com pistão confeccionado em borracha, devidamente fixado na parte proximal da haste, em formato capaz de favorecer e facilitar a perfeita visualização da dosagem e evitar vazamento do líquido/ fluido, além de assegurar perfeito e suavedeslizamento em todo o cilindro. O dispositivo dessegurança, quando assim o exigir, deverá garantir total impossibilidade de contato com a agulha e seu conteúdo biológico, bem como estar em conformidade com a NR32 do M.T.E. Deverá ser embalada individualmente em material estéril compatível, devidamente termoselado de forma a favorecer a abertura e transferência com técnica asséptica (com proteção dupla, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida com aberturaem pétala), manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso erotulados conforme a legislação em vigor.</p> <p>Registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do prazo de validade totalna data de recebimento na unidade requisitante.</p>	<p><b>Solicitam com dispositivo de segurança bico slip, porém mais abaixo solicitam modelo Luer Lock, qual seria o modelo?</b></p>
124	197	<p>Compressa cirúrgica. Pacote 50 unidades campo operatório não estéril, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quádruplo. A compressaresulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. De fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no local da cirurgia pois, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Produto descartável. <b>Mínimo de 10g</b>por unidade.</p>	<p><b>Qual a gramatura que se pede, seria entre 10 e 38gr?</b></p>

	<p>Embalagem com 50 unidades. <b>45x50cm. 38g.</b> Especificações técnicas: não estéril com fio radiopaco; 4 camadas com cadarço; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; tamanho: 45 cm x 50cm; contém 50 unidades; dermatologicamente testado; produto com validade. Marca e modelo de referência: campo operatório alva - Cremer. O produto deve cumprir todas as legislações nacionais - federais, estaduais e municipais - e normativas pertinentes a sua tipologia. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b></p>	
--	---	--

Diante dos questionamentos, solicitamos que seja reavaliado corretamente os descritivos e corrigidos, republicando uma nova data sob pena de nulidade dos itens questionados.

Aguardamos o deferimento.

Blumenau, 27 de Junho de 2022



Otto Weise  
Coordenador de Licitações e Contratos



**MARILEUSA  
APARECIDA  
STINGHEN:**

Assinado digitalmente por MARILEUSA APARECIDA STINGHEN:63359553934

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=05334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARILEUSA APARECIDA STINGHEN:\*\*\*\*\*  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-07-07 15:11:37  
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**PRODUVAL  
E  
PRODUTOS  
HOSPITALA  
RES LTDA:  
0350526300  
0140**

Assinado digitalmente por PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: 03505263000140  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Blumenau, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=29113745000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: \*\*\*\*\*  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022-07-07 15:11:52  
Foxit Reader Versão: 10.0.1